

FIZJOLOVE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA (GPSR)

1. Informacje ogólne

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Służy do elektrostymulacji mięśni w celach relaksacyjnych i regeneracyjnych.
Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje leczenia ani konsultacji lekarskiej.

2. Przeciwwskazania

- Nie stosować produktu w przypadku:
 - chorób serca, zaburzeń rytmu serca,
 - rozrusznika serca lub innych implantów elektronicznych,
 - epilepsji,
 - ciąży,
 - nowotworów,
 - zakrzepicy, stanów zapalnych,
 - otwartych ran, podrażnień, chorób skóry w miejscu stosowania.
- W razie wątpliwości przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

Używać wyłącznie na zdrową, czystą i suchą skórę.
Nie stosować podczas snu.
Nie używać produktu podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.
Nie przekraczać zalecanego czasu użytkowania (maks. 20–30 minut na jedną sesję).
W przypadku bólu, pieczenia, mrowienia lub dyskomfortu natychmiast przerwać użytkowanie.

4. Użytkownicy

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
Osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych lub czuciowych powinny używać produktu pod nadzorem.

5. Bezpieczeństwo elektryczne

Używać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta.
Nie używać produktu w wilgotnym środowisku ani w pobliżu wody.
Nie używać uszkodzonego produktu lub przewodów.
Nie modyfikować urządzenia ani jego elementów.

6. Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem odłączyć elementy elektroniczne (jeśli dotyczy).
Czyścić zgodnie z zaleceniami producenta.
Nie zanurzać elementów elektronicznych w wodzie.

7. Przechowywanie

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Chronić przed wilgocią, wysoką temperaturą i bezpośrednim światłem słonecznym.

8. Utylizacja

Elementy elektroniczne utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi elektroodpadów (WEEE).
Elementy tekstylne utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.